

SAUERSTOFF-KONZENTRATOR

NUVO LITE MARK 5

- Geringes Gewicht von 13,6 kg
- raumsparendes und handliches Design mit integriertem Tragegriff
- Floweinstellknopf feststellbar
- Flow von 0,125 bis 5 l/min regelbar
- schneller, rückseitiger Zugang zu Filter und Betriebsstundenzähler



Art. Nr.	Produkt
14111211	Konzentrator Nuvo lite Mark 5
14111220	Hauptfilter
14111222	Vorfiltervlies
14090329	Bakterienfilter
14090417	Einmal-Anfeuchterflasche
14090510	Nasenbrille mit 2,1 m Schlauch
14111221	Filter Set

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	290 W
Sicherung:	5 A
O ₂ Konzentration:	bei 2 l/min: >90 % bei 5 l/min: 90 % (+6,5% - 3%)
Betriebsgeräusch:	<40 dBA
Lagertemperatur:	-20 to +60 °C
Umgebungstemperatur:	+5 to +40 °C
Gewicht:	13,6 kg
Abmessungen (B×H×T):	35 × 22 × 58 cm
Arbeitsprinzip:	PSA (pressure swing absorption)
Normen:	ISO 8359, EN 60601-1
Medizinprodukteklasse:	IIb
CE Zeichen:	CE0413
Garantie:	5 Jahre
Hersteller:	Nidek, Birmingham, AL 35217 USA
Vertrieb:	GCE GmbH, 36043 Fulda, Germany



Floweinstellung - blockierbar und für die Pädiatrie



Schlauchanschluss



Sicherungschalter